




LAWTON

MEDIZINTECHNIK



DURACUT®	Ligaturscheren
DURACUT®	Ligature Scissors
DURACUT®	Tijeras para ligaduras
DURACUT®	Ciseaux à ligatures
DURACUT®	Forbici per legature



DURACUT® Ligaturscheren mit Hartmetallschneiden und Wellenschliff
 DURACUT® Ligature Scissors with tungsten carbide edges and serration
 DURACUT® Tijeras para ligaduras con filos de carburo tungsteno ondulados
 DURACUT® Ciseaux à ligatures en tungstène avec 1 lame dentelée
 DURACUT® Forbici per legature in carburo di tungsteno con 1 lama dentallatta



Scheren zum Schneiden von Nahtmaterialien:

- ① Der Wellenschliff verhindert das Abgleiten oder Wegschieben des Nahtmaterials.
- ② Die Hartmetallschneiden gewähren eine dauerhafte Schnittschärfe, auch im distalen Bereich der Scherenblätter.
- ③ Die Scheren sind gekennzeichnet mit einem vergoldeten und einem schwarz gefärbten Ring. Dadurch ist keine Verwechslung mit Präparierscheren möglich.

Scissors made to cut suture:

- ① Due to the serration slipping or pushing of the suture is almost impossible.
- ② The tungsten carbide edges are lasting longer even at the distal tips.
- ③ The scissors are marked with one golden and one black ring. No mix-up with regular dissecting scissors.

Tijeras para cortar ligaduras:

- ① El filo ondulado impide el deslizamiento de las ligaduras.
- ② Los filos de carburo tungsteno obtienen la duración de la agudeza, también en la zona distal de las hojas de la tijera.
- ③ Identificación de las tijeras: Un anillo dorado y un anillo negro, para distinguirlas de las tijeras de disección.

Ciseaux pour couper les sutures

- ① La lame dentelée retient les sutures coupées et évite que celles-ci glissent.
- ② Les lames en tungstène assurent une coupe permanente et précise spécialement à leur partie distale.
- ③ Les ciseaux à ligatures est repérable par un anneau doré et un anneau noir. Ainsi elles ne peuvent être confondues avec les ciseaux à dissection.

Forbici per legature:

- ① La lama a sega assicura al materiale di sutura una presa sicura.
- ② Le lame in carburo di tungsteno garantiscono un taglio preciso anche nella parte distale delle lame stesse.
- ③ Un anello dorato e uno nero distinguono questa forbice da quella per dissezione.



**05-1557
- 05-1559**



05-1557
14,5 cm, 5 3/4"




05-1558
17,0 cm, 6 3/4"



05-1559
23,0 cm, 9"

DURACUT® Ligaturscheren mit Hartmetallschneiden und Wellenschliff
 DURACUT® Ligature Scissors with tungsten carbide edges and serration
 DURACUT® Tijeras para ligaduras con filos de carburo tungsteno ondulados
 DURACUT® Ciseaux à ligatures en tungstène avec 1 lame dentelée
 DURACUT® Forbici per legature in carburo di tungsteno con 1 lama dentellata



05-2050
14,5 cm, 5 3/4"



► **05-2051**
18,0 cm, 7"



05-2052
20,5 cm, 8"



05-2053
23,0 cm, 9"



05-2054
26,0 cm, 10 1/4"



05-2055
28,5 cm, 11 1/4"



05-2056
31,0 cm, 12 1/4"



05-2050
- 05-2056

Ihr Fachhändler:
Your distributor:
Su distribuidor:
Votre distributeur:
Il Vs. distributore è:

LAWTON

MEDIZINTECHNIK

LAWTON GmbH & Co. KG
Württemberg Str. 23 D-78567 Fridingen/Germany
Telefon: +49 (0) 7463 99 65-0 Telefax: +49 (0) 7463 99 65-20
e-mail: info@lawton.de <http://www.lawton.de>